

## 装箱单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：**GSL-1700X-EV4** 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	程序控温型四坩埚蒸发镀膜仪	GSL-1700X-EV4	台	1	
2	石英腔室	内 $\phi$ 262*L310mm	个	1	
3	通孔氧化铝坩埚	20*20mm	个	8	
4	不锈钢坩埚	20*20mm	个	4	
5	氧化铝坩埚	异型 20*20mm	个	20	已安装 4 个
6	氧化铝舟	$\phi$ 50*40mm	套	4	含 S 型热电偶
7	内六角扳手	2#、2.5#、3#、4#	个	4	各一把
8	钨丝篮	$\phi$ 1*22*20mm	个	8	已安装 4 个
9	卡箍转接头	KF40-KF25	个	1	
10	上法兰盖		套	1	
11	四氟管	$\phi$ 6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3	
12	不锈钢双卡套接头	$\phi$ 6.35	只	1	
13	卡箍	KF-25mm（不锈钢） KF-40mm（不锈钢）	个	4	KF25 三个（一个已安装）、KF40 一个
14	呆扳手	5.5-7 / 8-10	个	2	各一个
15	螺丝		套	8	
16	屏蔽网罩	内径 $\phi$ 302*L380	个	1	
17	保修证书		本	1	
18	水冷机	CW-5000	台	1	选配
19	双级真空泵	VRD-8/220V/50HZ/60	个	1	

		HZ(含油雾过滤器)			
20	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	
21	波纹管	KF25*1200mm	根	1	已安装
22	薄膜测厚仪系统	STM-2 USB	台	1	选配
23	快插接头	φ 12 转 φ 4	个	2	
24	晶片		盒	1	
25	说明书		本	2	
	<b>检验人</b>				<b>审核人</b>

合肥科晶